

BOOM LuvPump vakuová pumpa s elektronickým ovládáním

Návod k použití

Vakuová pumpa pro muže s elektrickým pohonem.

Parametry:

Materiál: ABS plast, silikon
Délka: použitelná – válec 20 cm
hadička 26 cm
Průměr: válec 5,5 cm
erekční kroužek – min. průměr 1,8 cm
Napájení: 3xAA baterie (nejsou součástí balení)



Popis výrobku:

Vakuová pumpa se skládá z:

- z průhledného válce, jeho použitelná délka je 20 cm a max. průměr 5,5 cm. válec je z obou stran opatřen měřidlem v centimetrech a palcích; horní konec válce je tvarován do špičky, což jeho použitelnou délku prodlužuje o cca 2 cm.
- elastické silikonové manžety, které se navlékne na otevřený konec válce. V manžetě je pružný otvor.
- silikonové hadičky, která propojí válec a ovladač; hadička zajišťuje plynulý a volný průchod vzduchu při vytváření a snižování podtlaku
- ovladače; motor funguje na 3xAA baterie; díky ovladači pumpu snadno ovládáte jednou rukou a stiskem jednoho tlačítka snadno a rychle vytvoříte ve válci podtlak. Před použitím ovladač otevřete a vložte do něj baterie. Dbejte na správnou polaritu.
- 1 ks silikonového nevibračního erekčního kroužku s min. průměrem 1,8 cm; kroužek má po stranách očka pro snadné uchopení a roztažení kroužku a jeho přetažení přes válec nebo penis; kroužek je velice elastický ale přitom pevný



Ovládání:

Na ovladači je na jeho zúženém konci z každé strany velké tlačítko. Jedním motor zapnete/vypnete a druhé tlačítko, označené "vacuum release" má funkci rychlovypouštěcího ventilu. Jeho stiskem v případě potřeby okamžitě snížíte uvnitř válce podtlak.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek prohlédněte. Pro získání zkušeností s ovládáním a intenzitou podtlaku doporučujeme vyzkoušet pumpu tak, že si přiložíte válec bez manžety například na stehno nebo břicho a naučíte se ovládat pumpu pomalu a regulovat (zvyšovat) podtlak postupně

Vakuovou pumpu přiložte ideálně na oholená místa, která jsou, stejně jako manžeta, potřena lubrikačním gelem. Potření gelem na kůži protáhněte o cca 3-5 cm, protože pumpa často vsává okolní kůži, což by

bez lubrikace mohlo způsobit efekt spálené kůže. Nezavádějte penis v částečné ani plné erekci do vakuové pumpy bez použití lubrikantu na těsnící manžetu. Nerespektováním tohoto doporučení riskujete velmi nepříjemné a bolestivé zranění penisu. Použití vhodného lubrikantu by mělo být při použití vakuové pumpy samozřejmostí.

Pumpu přiložte ke kořeni penisu bez erekce, varlata zůstanou vně.

Podtlak nesmí bolet a penis by neměl měnit výrazně barvu. Také se nesnažte dosáhnout hned napoprvé maximálních hodnot podtlaku. Čím déle bude vakuová pumpa v podtlaku, tím lepší a pevnější erekce nastane. Pro první použití doporučujeme 7-10 minut, poté 15-20 minut. Dobu 15-20minut doporučujeme také pro trénink topořivých tělísek, kdy je penis opakovaně přiváděn do maximální erekce a poté je tlak uvolňován, případně některé pumpy již mají takto přednastaveny tréninkové programy. Více minut a vícekrát denně použití nedoporučujeme.

Vakuovou pumpu nesmí používat muži, kteří užívají léky na úpravu hustoty krve, při trombóze, poruchách krevního tlaku, nemocné prostatě a při všech nemocech spojených s funkcí srdce, krve, prostaty a močových cest.

Vakuovou pumpu zkoušejte zpočátku s velmi malým podtlakem a ihned ji přestaňte používat, pokud se objeví kožní abnormality nebo nápadnější změna barvy penisu. Nikdy nepoužívejte výrobek za hranicí nepříjemných či bolestivých pocitů. Trénujte uváženě a tlak si zvyšujte postupně.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte poraněnou pokožku nebo jiné zranění v oblasti penisu. Nikdy nepoužívejte výrobek na zanícenou nebo jiným způsobem nemocnou oblast penisu.

Vzácně se může objevit silná a bolestivá erekce přetrvávající nečekaně dlouho i po sejmutí pumpy. Pak je nutné okamžitě navštívit lékaře a vysvětlit mu konkrétní situaci, za které k potížím došlo.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte v případě na dostatečnou lubrikaci. Na silikonovou manžetu používejte pouze lubrikanty na bázi vody. Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje. **Ovladač nikdy do vody neponořujte!!!**

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů, s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele. Výrobek nemá žádné zdravotní ani léčebné účinky.