

BASIC X vakuová pumpa s mechanickou rukojetí

Návod k použití

Postupné zvyšování podtlaku pro pevnější a delší erekci.

Upozornění:

Vakuová pumpa pro muže je bezpečné zařízení, pokud je používána v souladu s návodem a zdravým rozumem. Vakuovou pumpu nepoužívejte bez konzultace s lékařem v případě, že máte potíže s krevním oběhem, užíváte léky na tlak, máte cukrovku nebo máte jakékoliv nebezpečí trombózy a jiné vážnější onemocnění.

Materiál:	silikon + ABS
Celková hloubka válce:	25,6 cm
Použitelná hloubka válce:	22 cm
Vnitřní průměr válce:	5,7 cm
Voděodolný:	IPX6 - lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: pumpa se skládá ze čtyř částí – mechanické rukojeti, spojovací hadičky, válce a manžety.

Rukojeť: je vyrobena z pevného ABS plastu, dlouhá 22 cm. Nad rukojetí je **bezpečnostní ventil k rychlému a bezpečnému uvolnění podtlaku ve válci.**

Hadička: pružná, dlouhá 21 cm.

Válec: vyroben z ABS plastu (tvrdý, odolný, materiál). Válec, kónického tvaru, je průhledný, opatřen měřidlem (cm a palce).

Silikonová manžeta: elastická, dokonale utěsní válec. Otvor v manžetě má min. průměr 3 cm.

Ovládání: produkt se ovládá mechanickou rukojetí, kdy každým stisknutím dochází ke zvýšení podtlaku ve válci.

Použití: před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu podtlaku na stehně nebo břicho a funkci bezpečnostního ventilu.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na silikonovou manžetu používejte **pouze lubrikanty na bázi vody**. Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový



lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: všechny části pumpy jdou od sebe snadno oddělit. Velmi se tím usnadní údržba pumpy.

Válec: po použití umyjte teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci s alkoholem určenou pro erotické pomůcky.

Manžeta: po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.